



ゆのはな

すべての人が地域でしあわせに生活できる社会の実現

第21号
2022年7月
BRCだより

センター長就任挨拶



センター長(病院長)
青野 只明

2020年からの新型コロナウイルス感染症もようやく本当の意味でwithコロナの状況になってきた今日この頃ですが、奇跡的にも今日に至るまで当センターで

はクラスター発生なく経過しております。感染拡大防止のため長期間にわたり面会制限などにご協力いただいておりますことに改めて心から感謝申し上げます。私事ですが、2015年4月に副センター長（病院長）として着任し、この度、2022年4月からセンター長（病院長）に就任しました。就任にあたり、今一度、謙虚な気持ちで、利用者の目標達成、職員の働きがい満足度の向上、リハビリ専門施設としての信頼度向上かつ健全な運営を目指していききたいと思います。

地震・豪雨などの異常気象・コロナ禍・ウクライナ侵略・周辺国による危険な行動など、世界情勢や個々の日常生活

までもが大きく変化し、心の平静を保つことが困難な歴史の大転換期のなかにあつて、もし自分が自立できない状態になったらどうしたいか、どうされたいかを自問自答しつつ、いま生かされていることへの感謝、「おかげさま」、「ありがとう」の気持ちを忘れず、各関係機関と連携しながら、お一人おひとりの生活が尊重された本物の地域包括ケアシステムを構築すべく、これからもリハビリテーションセンターとしての役割を果たしてまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。



写真：自動車運転評価ドライビングコースから眺めるセンター本館と別府連山





TOYOTAウェルウォーク 最新型WW-2000 を導入しました!

ロボットリハビリ¹⁾は、リハビリテーション(以下、リハビリ)を受ける対象者の体にロボットを装着し、動作を補助することで、効果的なリハビリをおこなえることが期待されています。

1)社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団の商標登録

別府リハビリテーションセンターでは、令和元年より、歩行のリハビリ支援をおこなうロボット「ウェルウォークWW-1000」を運用してきましたが、より充実した歩行のリハビリをおこなうことを目的に、最新型である「**ウェルウォーク WW-2000**」を導入しました。

大分県内導入施設:2施設※2022年5月現在



ウェルウォークは、脚の動きをサポートする「ロボット脚」や、身体の重量を支えるハーネス等で構成されており、早期から歩行練習をおこなえる特徴があります。



ロボット脚

脳卒中により片麻痺を呈した患者さんが主な対象となります。

ウェルウォーク WW-2000の特徴

- 従来機と比較し、歩き方の特徴を詳細に確認することが可能となりました。
この機能により、対象者の状態に合わせて、より効率的にリハビリを進めることができます。
- ゲーム機能が追加され、楽しみながらモチベーションを維持しつつ、リハビリをおこなえます。



歩行の姿勢や歩数に応じ、モニターや音声によるフィードバックやゲーム機能を楽しめます。



ゲーム機能:東海道五十三次
歩行距離を視覚的に確認できます。



ウエルウォーク専任理学療法士15名が、
歩行訓練を全力でサポートします！

ウェルウォークを用いた歩行訓練

別府リハビリテーションセンター

YouTubeチャンネル

ウェルウォークを用いた訓練風景を
紹介しています。



患者の皆さんが、再び安全に歩く能力を取り戻し、いきいきと生活が送れるよう、私たちはこれからも様々な方法を取り入れ、日々のリハビリに役立てて参ります。

脳卒中認定理学療法士 戸高良祐

～ お問い合わせ ～

ご利用に関するご相談やお問い合わせは、当センターホームページの
メールフォームからお願いいたします。

<https://brc.or.jp>



福祉用具紹介 サイドウェイ(6輪型の車いす)

今回は、サイドウェイという車いすを紹介します。
小回りの利く6輪型で、全方向移動ができるタイプの車いすになります。



【特徴】車輪を外して、座面をベッドやトイレなどに直付けできます。この機能により、安全に少ない介助量で、或いはご本人自身で、車いすからベッドやトイレの乗り移りができます。



アームレバーを操作することで車輪が浮き、利用者自身で車いすを全方向に移動させることが可能です。また、介助者が後方のペダルを操作すれば、同じようにスライドさせることができます。車いすをベッドに近づけたい時や離したい時、狭い場所で車いすを横に動かしたい時にはとても便利です。



大車輪の取り外しも簡単にできます。後方ペダルとロックバーがサポートしているので安心安全に移動することが可能です。



フランスベッド
サイドウェイ動画(YouTube)

大車輪が外せることで、ベッド横に直付けできます。



(大車輪あり)



(大車輪なし)

詳しくは、リハビリテーションスタッフに気軽におたずねください。

介護保険のレンタル対象商品になります。
大分県社会福祉介護研修センターで
実際の商品に触れることが出来ます。



大分県社会福祉介護研修センター
ホームページ

社会福祉法人 農協共済 別府リハビリテーションセンター

日本医療機能評価機構認定病院 / 日本リハビリテーション医学会認定研修施設

製作: 回復期リハビリテーション病棟
医療サービス向上委員会

〒874-8611 大分県別府市鶴見1026-10
TEL:0977-67-1711 FAX:0977-67-1712
URL:https://brc.or.jp

